

Informationsschreiben zur Abwicklung von BTV Untersuchungen im Rahmen Tierverbringungen

Untersuchungsstelle

AGES – Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Linz
4020 Linz, Wieningerstraße 8
Telefonnummer: +43(0)5 0555 45111
Faxnummer: +43(0)5 0555 45109
E-Mail: vetmed.linz@ages.at

CAVE: BTV-Verdachtsproben bzw. Proben im Rahmen des amtlichen BTV-Monitorings sind an das NRL für Bluetongue (AGES Mödling) einzusenden.

Blutröhrchen

Da die Blutprobenaufarbeitung teilautomatisiert mittels Pipettierroboter abläuft, wird im Hinblick auf eine rasche Probenabarbeitung ersucht (kein nachträgliches Umfüllen im Labor in geeignete Röhrchen) die Blutproben in 9 ml-Röhrchen vom Typ Vacuette (Fa. Greiner Bio One: Serumröhrchen-Bestellnummer 455092, EDTA-Röhrchen-Bestellnummer 455036) einzusenden.

Alternativ können auch Blutröhrchen anderer Hersteller verwendet werden, der Röhrchendurchmesser sollte 16mm und die Länge 100mm betragen.

Für den Nachweis von BTV-Antikörpern (ELISA) werden Serumröhrchen benötigt, **für den Nachweis von BTV-Virus (PCR) wird unbedingt EDTA Blut benötigt.**

Tarife

BTV-AK (ELISA): 7,00,-
BTV-AG (PCR): 17,00,-
Nettopreise

Probeneinsendung

Probenanlieferung bzw. Probenabgabe mittels Post/Kurier/Botendienst oder Medlog in der Zeit von 7:30 bis 15:30 Uhr (Montag bis Donnerstag) und am Freitag von 7:30 bis 15:00 Uhr.

Untersuchungsrhythmus

Die Bearbeitung der Proben erfolgt täglich von Montag bis Freitag. Alle Proben, die bis 9:00 im Labor einlangen, werden am Einsendetag bearbeitet. In der Regel ist die Untersuchung innerhalb von 1-2 Arbeitstagen abgeschlossen.

Auskünfte

Anfragen zur Einsendung bzw. zu Befunden können telefonisch unter 050555 45111 oder 050555 41111 bzw. per Mail unter vetmed.linz@ages.at gestellt werden
Bei besonderer Dringlichkeit bzw. außerhalb der Dienstzeit: Institutshandy IVET LINZ: 0043 664 8398178

Übermittlung der Untersuchungsdaten


Damit die Untersuchungsdaten der Proben, die von Probennehmern gezogen werden, elektronisch in das betriebsinterne EDV-System eingespielt und auf den Befunden ausgewiesen werden können, wird

Versand der Blutröhrchen

Um eine rasche Bearbeitung zu ermöglichen, sollten die Proben in entsprechenden Einsendeschachteln übermittelt werden. Dazu können 50er bzw. 10er oder 5er Schachteln bei der AGES Linz angefordert werden.

Bestückung der Transportschachtel

Röhrchenaufstellung immer von links nach rechts



Befundübermittlung

Mit einer elektronischen Signatur versehene Ergebnisberichte (Prüfberichte) werden dem Auftraggeber per E-Mail oder Fax übermittelt.
Bei der Einsendung ist auf die korrekte Angabe der Faxnummer bzw. Emailadresse zu achten.

